



GB

The micro-current beauty instrument brings personal training to a new level of beauty. It provides a series of customized micro-current facial exercise modes. The micro-current contact ball can directly conduct micro-current to the skin to help generate collagen, repair skin elasticity and tighten facial contours.

Material: ABS plastic Dimensions: 57x52x24 mm Weight: 35 grams

Battery: 3.7V at 180mA Frequency: 185 Hz Noise level: less than 50 decibels

Personal trainer for facial exercises

Beauty double head instrument function

1. Short press the start button, the beauty function will be turned on, micro current level 1, and then short press micro current level 2, a total of 3 cycles.
2. Double click vibration to turn it on, and then double click vibration to turn it off.
3. Press and hold for 2 seconds to turn off the instrument.
4. When charging, the red light is on and the full red light is off.

Combining precise micro-current and vertical skin-penetrating sonic pulsation technology, facial muscle cells can be activated in just a few minutes. The bottom of the muscle can generate low-voltage currents from bionic micro-currents, mimicking the body's own bio-electricity, and reaching the bottom of the muscles gently.

Deeply activate muscle movement and stimulate firming energy.

Make your skin firmer and have a more radiant complexion-rejuvenate your skin.

DE

Das Mikrostrom-Beauty-Instrument bringt Personal Training auf ein neues Level Schönheit. Es bietet eine Reihe von benutzerdefinierten Mikrostrom-Gesichtsübungsmodi. Das Mikrostrom-Kontaktkugel kann direkt leiten Mikrostrom zur Haut, um Generieren Sie Kollagen, reparieren Sie die Elastizität der Haut und straffen Sie die Gesichtskonturen.

Material: ABS-Kunststoff Abmessungen: 57x52x24 mm Gewicht: 35 Gramm

Batterie: 3,7 V bei 180 mA Frequenz: 185 Hz Geräuschpegel: weniger als 50 Dezibel

Personal Trainer für Gesichtsübungen

Funktion des Beauty-Doppelkopf-Instruments

1. Drücken Sie kurz die Starttaste, die Schönheitsfunktion wird eingeschaltet, Mikrostromstufe 1, und drücken Sie dann kurz die Mikrostromstufe 2, insgesamt 3 Zyklen
 2. Doppelklicken Sie auf Vibration, um sie einzuschalten, und doppelklicken Sie dann auf Vibration, um sie auszuschalten.
 3. Zum Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten das Instrument.
 4. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht und Das volle rote Licht ist aus.
- Durch die Kombination von präzisiertem Mikrostrom und vertikaler, die Haut durchdringender Schallpulsationstechnologie können Gesichtsmuskelzellen in nur wenigen Minuten aktiviert werden. Die Unterseite des Muskels kann aus bionischen Mikroströmen Niederspannungsströme erzeugen, die körpereigene Bioelektrizität nachahmen und sanft den Boden der Muskeln erreichen. Aktivieren Sie die Muskelbewegung tief und stimulieren Sie die straffende Energie. Machen Sie Ihre Haut straffer und haben Sie einen strahlenderen Teint – verjüngen Sie Ihre Haut.

FR

Mikroproudový kosmetický přístroj posouvá osobní trénink na novou úroveň krásy. Poskytuje řadu přizpůsobených režimů cvičení obličeje mikroproudem. Ten Mikroproudová kontaktní koule může přímo vést mikroproud do pokožky, aby pomohl Vytváří kolagen, obnovuje pružnost pokožky a zpevňuje kontury obličeje.

Materiál: ABS plast Rozměry: 57x52x24 mm Hmotnost: 35 gramů

Baterie: 3,7 V při 180 mA Frekvence: 185 Hz Hladina hluku: méně než 50 decibelů

Entraîneur personnel pour les exercices du visage

Fonction d'instrument à double tête de beauté

1. Appuyez brièvement sur le bouton de démarrage, la beauté fonction sera activée, micro courant niveau 1, puis appuyez brièvement sur le micro- courant niveau 2, un total de 3 cycles
 2. Double-cliquez sur la vibration pour l'activer, puis double-cliquez sur la vibration pour l' éteindre.
 3. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'instrument.
 4. Lors de la charge, le voyant rouge est allumé et Le voyant rouge complet est éteint.
- Combinaison d'un micro-courant précis et d'un Pulsation sonore pénétrante vertigineuse technologique, les cellules musculaires faciales peuvent être activé en quelques minutes seulement. Le fond du muscle peut générer une basse tension courants issus de courants bioniques, imitant la propre électricité biologique du corps et atteignant doucement le bas des molécules. Activer en profondeur les mouvements musculaires et Stimuler l'énergie raffermissante.
- Rendez votre peau plus ferme et avez un teint plus éclatant - rajeunissez votre peau.

CZ

L'instrument de beauté à micro-courant porte l'entraînement personnel à un nouveau niveau de beauté. Il fournit une série de modes d'exercices faciaux à micro- courant personnalisés. Le La balle de contact à micro-courant peut conduire directement le micro-courant vers la peau pour aider à générer du collagène, réparer l'élasticité de la peau et resserrer les contours du visage.

Matériau : Plastique ABS Dimensions: 57x52x24 mm Poids : 35 grammes

Batterie : 3,7 V à 180 mA Fréquence : 185 Hz Niveau sonore : moins de 50 décibels

Osobní trenér pro obličejová cvičení

Funkce nástroje pro krásu s dvojitou hlavou

1. Krátce stiskněte tlačítko start, krása funkce se zapne, mikroproud úroveň 1 a poté krátce stiskněte mikro proud úroveň 2, celkem 3 cykly
2. Vibrace dvojitém kliknutím jej zapnete a poté vibracemi dvojitém kliknutím vypnete.
3. Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund přístroj vypnete.
4. Při nabíjení svítí červená kontrolka a Plné červené světlo nesvítí.

Kombinace přesné mikroproudové a verti calskin -penetrující sonické pulzace technologie, mohou být buňky obličejových svalů aktivovány během několika minut. Spodní část svalu může generovat nízkonapěťové proudy z bionických proudů, napodobuje vlastní bioenergetickou lekriku těla a jemně dosahuje dna mozku. Hluboce aktivuje svalový pohyb a stimuluje zpevňující energii.

Udělejte svůj příbuzný pevnější a mít zářivější pleť - omlazte svou pokožku.

SK

Mikroprúdový kozmetický prístroj posúva osobný tréning na novú úroveň Krása. Ponúka celý rad užívateľsky definovaných režimov

mikroprúdového cvičenia tváre. Mikroprúdová kontaktná guľa môže byť priamo viesť mikroprúd do pokožky, aby vytvoril kolagén, obnovil pružnosť pokožky a napnul kontúry tváre.

Materiál: ABS plast Rozmery: 57x52x24 mm Hmotnosť: 35 gramov

Batéria: 3,7 V pri 180 mA Frekvencia: 185 Hz Hlučnosť: menej ako 50 decibelov

Osobný tréner na tvárové cvičenia

Funkcia nástroja s dvojitou hlavou krásy

1. Krátko stlačte tlačidlo štart, krása funkcia sa zapne, mikroprúd úroveň 1 a potom krátko stlačte mikroprúdovú úroveň 2, celkovo 3 cykly
2. Dvojitém kliknutím na vibrácie ho zapnete a potom dvojitém kliknutím na vibrácie vypnete.
3. Stlačením a podržaním na 2 sekundy prístroj vypnete.
4. Pri nabíjaní svieti červené svetlo a Úplné červené svetlo zhasne.

Kombinácia presného mikroprúdu a vertikálnej zvukovej pulzácie prenikajúcej do pokožky Technológia, svalové bunky tváre sa dajú aktivovať v priebehu niekoľkých minút. Spodok svalu môže generovať nízkonapäťové prúdy z bionických mikroprúdov, ktoré napodobňujú vlastnú bioelektrinu tela a jemne dosahujú spodnú časť svalov.

Hĺbkovo aktivujte pohyb svalov a stimulujte spevňujúcu energiu.

Spevnite svoju pleť a majte žiarivejšiu pleť - omladzujte svoju pleť.

